

ABC® pH 计电极保护液

目录号：ABC3068

产品信息

产品名称	产品编号	规格
pH 计电极保护液	ABC3068-100ML	100 mL

产品描述

pH 计电极在使用过程中频繁长期接触酸碱类溶液，容易产生老化现象，导致 pH 测定不准确。在使用完 pH 计后将 pH 电极储存于电极保护液中，可以起到保护电极的作用，以及延长电极使用寿命。本产品 pH 电极保护液主要成分为 3M KCl。

储存与运输

室温储存及运输，36 个月有效。

使用方法

pH 电极在使用完毕后，用纯水或超纯水彻底清洗，然后浸泡于 pH 电极保护液中。在使用电极前，应先用纯水或超纯水彻底清洗电极，再进行 pH 的测量。

注意事项

1. 为了您的健康和安全，操作时请穿好实验服、戴好手套。

本产品仅供科研用途，不用于临床诊断！