



10×TBS

目录号：ABC0033

产品简介

Tris Buffered Saline (TBS) 缓冲液，可用于ELISA、Western Blot (WB) 免疫印迹、免疫组化、原位杂交等相关免疫实验过程中的漂洗以及封闭液配制等。本产品为10倍浓缩液，含100 mM Tris, 1.5 M NaCl, 需稀释10倍后使用。

储存与运输

室温运输与储存，有效期12个月。

使用方法

每100 mL 10×TBS与900 mL去离子水或蒸馏水充分混匀，即得到含10 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7.2-7.6@25°C的1×TBS工作液。

注意事项

1. 本产品非无菌生产。
2. 本产品稀释成工作液后建议在4°C保存，并于一周内使用完。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

(产品包装升级中，以实物为准。)