



## 转印电泳仪

目录号：ABC902003

### 产品信息

产品名称 产品编号 转印时间

转印电泳仪 ABC902003 20-40min

### 产品介绍

电泳槽水槽由高透明度聚碳酸酯一体注塑成型，利用电场将电泳后凝胶中的蛋白质、核酸等转移至转印膜上。双板结构，可与 ABC902002 型电泳仪配套使用。

### 产品特点

双板结构，可与 ABC902002 型电泳仪配套使用；电泳槽水槽由高透明度聚碳酸酯一体注塑成型，具有耐腐蚀，透明度高，产品稳定等特点；转印夹正负极分明，具有提手功能，操作方便；转印效率高，转印时间为 20-40min；结构材质稳定，可配合冰浴同步进行降温，避免过热造成的干扰，确保实验结果可靠。

本产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

（产品包装升级中，以实物为准。）