



脱脂奶粉  
目录号：ABC310019

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
脱脂奶粉	ABC310019	100 g

### 产品简介

脱脂奶粉一般用于Western Blot实验中作为封闭液。使用脱脂奶粉配制成溶液作为封闭剂或抗体稀释溶液，可以有效减少一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。常用TBST作为溶剂，建议使用浓度3%-5%。

### 基本属性

英文名称	skimmed milk powder
别名	奶粉
纯度	99%
外观（性状）	白色至淡黄色粉末
储存条件	室温
单位	瓶

Aibisheng Biotechnology  
(Dongguan) Co., LTD

Address: Room 101, Building 4, Changping Jewelry Cultural Industry Center, No. 568,  
Huanchang North Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province  
Website: <https://www.abcbio.top> Tel: 400-8309659



脱脂奶粉  
目录号：ABC310019

规格	100g
相关类别	生化试剂，其它
溶解性	溶于水
有效期	12个月

## 储存与运输

常温运输保存，有效期12个月。

## 使用说明

生化试剂的用法用量主要根据客户的实验目的和现有文献或书籍中的实验方法来决定，以下用途仅供参考。

1.一般用于Western Blot实验中作为封闭液。使用脱脂奶粉配制成溶液作为封闭剂或抗体稀释溶液，可以有效减少一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。常用TBST作为溶剂，建议使用浓度3%-5%；

2.可用于制备微生物培养基，在微生物培养上，脱脂奶粉可单独或用作复合微生物培养基的组分之一，比如试管配置的10%脱脂奶粉溶液可用于乳酸菌的维持和扩增培养，特别适合梭菌属内的物种分化。

Aibisheng Biotechnology  
(Dongguan) Co., LTD

Address: Room 101, Building 4, Changping Jewelry Cultural Industry Center, No. 568,  
Huanchang North Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province  
Website: <https://www.abcbio.top> Tel: 400-8309659



脱脂奶粉

目录号：ABC310019

## 注意事项

现配现用，按需配制，溶液不可长期保存。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**备注：产品可能会有优化升级。以实际标签信息为准。**

**本产品仅供科研用途，不用于临床诊断！**

(产品包装升级中，以实物为准。)

Aibisheng Biotechnology  
(Dongguan) Co., LTD

Address: Room 101, Building 4, Changping Jewelry Cultural Industry Center, No. 568,  
Huanchang North Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province  
Website: <https://www.abcbio.top> Tel: 400-8309659